

## **Einsenderinformation:**

### **Diagnostisches Vorgehen bei Verdacht auf eine Influenzavirusinfektion**

Einzusendendes Material (für RNA-Nachweis per PCR):

- **NASEN-RACHEN-ABSTRICH**

Bitte nicht in Agar-Röhrchen einbringen! Bitte virologisches Transportmedium (z.B. Abstrich-System Copan UTM) oder Tupfer in 0,5 ml sterilem NaCl verwenden.

alternativ

- **RACHENSPÜLWASSER (<5 ml)**

alternativ

- **TRACHEALSEKRET**

alternativ

- **BRONCHOALVEOLÄRE LAVAGE**

*(Eine serologische Testung oder ein RNA-Nachweis im Serum ist bei dieser Fragestellung nicht sinnvoll.)*

**Probengefäße gut verschließen!**

Transport ins Institut für Virologie per Rohrpost (Nummer: **14323**)

Hinweis:

Die aktuelle Falldefinitionen des Robert-Koch-Instituts finden Sie hier:

<http://www.rki.de>